

sterilizzatori a secco fn 300 – 400 – 500 stufe kd 200 – 400

SPECIFICHE TECNICHE

	STERILIZZATORI A SECCO/STUFE					STUFE	
	FN300	FN400	FN400P	FN500	FN500P	KD 200	KD 400
Range di temperatura	70°C / 250°C					100°C / 250°C	
Sensore di temperatura	Fe-Const						
Sistema di controllo	Microprocessore programmabile PID						
Regolazione temperatura e sensibilità display	1°C						
Variazione di temperatura (100°C-150°C)	±2°C					±3°C	
Fluttuazione di temperatura	±1°C					±2°C	
Timer	1 min-100 ore + posizione Hold						
Volume utile, litri	22	44	42	120	110	193	375
Numero di ripiani (standard/max)	2/6	2/7	2/7	2/10	2/10	2/7	2/12
potenza	500 W	800 W	850 W	1500 W	1550 W	3100 W	4100 W
Materiale interno	Alluminio anodizzato	Alluminio anodizzato	Acciaio inossidabile	Alluminio anodizzato	Acciaio inossidabile	Acciaio inossidabile	
Materiale esterno	Acciaio ricoperto di poliestere epossidico						
Dimensioni interne (W x D x H) mm.	300 x 240 x 300	420 x 320 x 360	420 x 280 x 360	500 x 490 x 500	500 x 450 x 500	500 x 455 x 850	500 x 555 x 1350
Dimensioni esterne (W x D x H) mm.	555 x 380 x 460	700 x 470 x 540	700 x 525 x 540	790 x 620 x 670	790 x 675 x 670	655 x 755 x 1140	655 x 860 x 1640